

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd45Ro Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P08575-4

Артикул: CM0027496

введение

Кроличье поликлональное антитело против CD45RO для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с изоформой общего лейкоцитарного антигена человека CD45RO (P08575-4). Надежный инструмент для исследований в области иммунодетекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD45RO Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5788
GeneID	5788
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-416 человеческого CD45RO (NP_563578.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08575-4
Молекулярная масса белка	131 кДа
Доставка	В пакете со льдом