

Кроличья Моноклональная Антитело К Cd46 Для Wb, If/Icc, Fc, Ифа - P15529

Артикул: CM0011335



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к CD46 для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, проточной цитометрии и ИФА. Нацелено на человеческий мембранный кофакторный белок — регулятор комплемента и рецептор патогенов. Также известен как MCP, TLX, ANUS2, MIC10, TRA2.10.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Проверено КД] Моноклональное кроличье антитело к CD46
Примечания/Альтернативные названия	MCP; TLX; ANUS2; MIC10; TRA2.10
Вид	Человек
ID гена (человек)	4179
ID гена	4179
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 35–328 человеческого CD46 (NP_002380.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15529
Молекулярная масса белка	37–44 кДа
Доставка	Сумка-холодильник