

Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd46 Для Wb, IHC-P, Elisa - P15529

Артикул: CM0003042



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD46 (MCP). Подходит для WB, IHC-P, ELISA. Специфично для человека. Полезно для исследований регуляции комплемента, вирусных инфекций и иммунной модуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD46 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4179
GeneID	4179
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD46 (P15529).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15529
Молекулярный вес белка	44кДа
Доставка	Сумка со льдом