

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd47 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q61735

Артикул: CM0022949

### введение

Кроличье поликлональное антитело против мышиноного CD47 (интегрин-ассоциированного белка, IAP). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с крысой. Подходит для исследований иммунной регуляции, ангиогенеза и сердечно-сосудистой сигнализации.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против CD47                                                                                                      |
| Примечания/Альтернативные названия | IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik; CD47                                                                                 |
| Вид                                | Мышь                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)                   | 961                                                                                                                           |
| GeneID                             | 16423                                                                                                                         |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-135 мышиноного CD47 (NP_034711.1) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                        |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                       |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                   |
| SWISS                              | Q61735                                                                                                                        |
| Молекулярная масса белка           | 33 кДа                                                                                                                        |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                             |