

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Cd47 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q08722

Артикул: CM0022936



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CD47 (IAP, OA3, MER6), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с CD47 человека, мыши и крысы. Подходит для исследований клеточной адгезии, передачи сигналов и иммунорегуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD47 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	IAP; OA3; MER6; CD47
Вид	Человек
GeneID (человек)	961
GeneID	961
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 224–323 человеческого CD47 (NP_001768.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q08722
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом