

Кроличья Моноклональная Антитело К Cd48 Для Вб, Фц, Ифа - P09326

Артикул: CM0009583



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD48 (SLAMF2). Валидировано для ВБ, ФЦ, ИФА с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально подходит для исследований сигналинга иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD48 Rabbit mAb
Примечания/Алиасы	BCM1, BLAST, hCD48, mCD48, BLAST1, SLAMF2, MEM-102, CD48
Вид	Человек
GeneID (человек)	962
GeneID	962
Иммуноген	Рекомбинантный сливанный белок, содержащий последовательность аминокислот 27-220 человеческого CD48 (NP_001769.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09326
Молекулярная масса белка	19кДа/27кДа
Доставка	Холодовая упаковка