


Моноклональное Антитело К Cd5 (Конъюгат) Для Проточной Цитометрии (Fc) - P06127

Артикул: CM0004159



введение

Кроличье моноклональное антитело к CD5 человека (конъюгат) для валидации методом проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (аминокислоты 25-371), детектирует белок 54 кДа. Специфично для CD5 человека, полезно в исследованиях Т- и В-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD5 человека
Примечания/Синонимы	CD5; LEU1; T1; молекула CD5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	921
GeneID	921
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 CD5 человека (NP_055022.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Молекулярная масса белка	54 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом