


Моноклональное Анти-Cd5 Антитело Для Проточной Цитометрии - P06127

Артикул: CM0012274



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD5 (клон), валидированное для проточной цитометрии. Распознает человеческий CD5, Т-клеточный маркер, участвующий в иммунной регуляции. Идеально подходит для иммунотипирования и исследований Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против человеческого CD5
Примечания/Псевдоним	T1; LEU1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	921
ID гена	921
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 человеческого CD5 (NP_055022.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	В ледяном пакете