


Моноклональное Антитело Против Cd5 () Для Проточной Цитометрии - P06127

Артикул: CM0007989



введение

Моноклональное антитело кролика против человеческого CD5 , валидированное для проточной цитометрии (FC). Нацелено на поверхностный гликопротеин Т-клеток CD5 (T1/Leu-1), ключевой регулятор иммунитета. Обнаруживает человеческий CD5, прогнозируемая молекулярная масса ~55 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD5 mAb
Примечания/Псевдоним	T1; LEU1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	921
GeneID	921
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 человеческого CD5 (NP_055022.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Масса белка	55kDa
Доставка	Сумка со льдом