


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cd5 Для Проточной Цитометрии (Fc) И Ифа (Elisa) - P06127

Артикул: CM0009647



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD5 (T1/Leu-1), валидированное для проточной цитометрии (FC) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения сигнальных путей Т-клеток, отбора тимоцитов и биологии В1а-клеток. Только для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD5 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	T1; LEU1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	921
ID гена	921
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-371 человеческого CD5 (NP_055022.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом