


Кроличыи Моноклональные Антитела К Cd5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06127

Артикул: CM0011235



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела к CD5, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Взаимодействуют с человеческим CD5, поверхностным рецептором Т-клеток и В1а-клеток, участвующим в иммунной регуляции. Идеальны для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи мАб к CD5
Примечания/Псевдоним	T1; LEU1; CD5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	921
GeneID	921
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CD5 (P06127).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06127
Молекулярный вес белка	55кДа
Доставка	Сумка со льдом