


Поликлональная Кроличья Антитело К Cd5 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P06127

Артикул: CM0030951



введение

Поликлональная кроличья антитело к CD5, валидированная для Вестерн-блота, ИHC-P и ELISA. Демонстрирует перекрестную реактивность с CD5 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигналинга Т-клеток и взаимодействия с В-клетками.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD5 Rabbit pAb
Примечания/Альяасы	T1; LEU1; CD5
Вид	Человек
ID гена (человек)	921
ID гена	921
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 158-371 человеческого CD5 (NP_055022.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P06127
Молекулярная масса белка	55 кДа
Доставка	С ледяным пакетом