


Моноклональное Антитело Против Cd50 (Icam-3) Для Проточной Цитометрии - P32942

Артикул: CM0009981



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD50 (ICAM-3), клон . Валидировано для проточной цитометрии (FC). Иммуноген: рекомбинантный белок (aa 30-114). Подходит для исследований адгезии лейкоцитов и иммунных взаимодействий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD50(ICAM-3), моАт
Примечания/Альтернативные названия	CD50; CDW50; ICAM-R
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	3385
ID гена	3385
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 30-114 человеческого CD50(ICAM-3) (NP_002153.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32942
Молекулярная масса белка	60кДа
Доставка	Сумка-холодильник