

Поликлональное Антитело Anti-Cd52 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) — P31358

Артикул: CM0022090



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к человеческому CD52 (антиген CAMPATH-1), гликопротеину клеточной мембраны массой 7 кДа, связанному с GPI-якорем. Валидировано для WB, IHC-P и ELISA; также перекрёстно реагирует с мышинным белком. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD52
Примечания/алиасы	HE5; CDW52; EDDM5; CD52
Вид	Человек
GeneID (человек)	1043
GeneID	1043
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-61 человеческого CD52 (NP_001794.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P31358
Молекулярная масса белка	7 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент