

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Cd53 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P19397

Артикул: CM0018170



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD53 (тетраспанина-25), валидированное для WB и ELISA. Перекрестная реакция с мышью. Идеально подходит для исследований сигнальных путей иммунных клеток, а также В- и Т-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD53 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MOX44; TSPAN25; CD53
Вид	Человек
ID гена (Человек)	963
ID гена	963
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-180 человеческого CD53 (NP_000551.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P19397
Молекулярный вес белка	24кДа
Доставка	Сумка со льдом