


Моноклональное Антитело Против Cd55 С Конъюгатом Для Проточной Цитометрии — P08174

Артикул: CM0005619



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD55 (DAF), конъюгированное с . Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для исследований комплементарной системы и изучения роли CD55 в иммунной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье антитело к человеческому CD55, мкА
Примечания/Алиасы	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Вид	Человек
GeneID (человек)	1604
GeneID	1604
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 35–353 человеческого CD55 (NP_000565.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	С хладагентом