

Кроличья Моноклональная Антитела К Cd55 Для Вб, Ифа - Q61475

Артикул: CM0005567

введение

Кроличья моноклональная антитела к мышиному CD55, валидированная для Вестерн-блота и ИФА. Распознает мышиный CD55 (DAF) — ингибитор комплемента, связанный GPI-якорем, который защищает клетки от повреждения комплементом. Подходит для иммунодетекции в образцах мыши. Поддерживается универсальным снабжением сырья для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к CD55
Примечания/Альтернативные названия	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF; CD55
Вид	Мышь
ID гена (человек)	1604
ID гена	13136
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 35-361 мышиного CD55 (NP_034146.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q61475
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Айс-пакет