


Моноклональное Антитело Кролика Против Cd55 Для Wb, IHC-P, Ифа — P08174

Артикул: CM0003220



введение

Антитело кролика против CD55, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА в образцах человека. Обнаруживает декоя-ускоряющий фактор комплемента (DAF, CD55) с молекулярной массой 41 кДа. Идеально подходит для исследований регуляции комплемента и проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD55
Примечания/Алиасы	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Вид	Человек
GeneID (человек)	1604
GeneID	1604
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 50-150 белка CD55 человека (P08174).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодильный пакет