


Поликлональная Кроличья Антитела К Cd55 Для Wb, Elisa — P08174

Артикул: CM0015738



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела к человеческому CD55 (DAF), валидированные для Вестерн-блоттинга и ELISA. Подходит для образцов человека и мыши. Идеально подходит для исследований комплемента и изучения проникновения вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD55 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE; CD55
Вид	Человек
GeneID (человек)	1604
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 40-300 человеческого CD55 (NP_000565.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	41кДа
Доставка	Айс-пак