


Кроличье Поликлональное Антитело К Cd55 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P08174

Артикул: CM0014520



введение

Кроличье поликлональное антитело к CD55 (DAF), валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на фактор, ускоряющий распад комплемента, ключевой регулятор врожденного иммунитета и рецептор для входа вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD55
Примечания/Альтернативные названия	CR, TC, DAF, CROM, CHAPLE, CD55
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1604
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-300 человеческого CD55 (NP_000565.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом