


Кроличье Polymab® Против Cd55 Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P08174

Артикул: CM0007440



введение

CD55 (DAF) Кроличье PolymAb®, валидировано для Вестерн-блоттинга и ELISA; перекрестно реагирует с человеческим и мышинным белком. Рекомбинантное моноклональное антитело, нацеленное на фактор ускорения распада комплемента, ключевой регулятор каскада комплемента и рецептор для входа вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD55 Кроличье PolymAb®
Примечания/Альтернативные названия	CR; TC; DAF; CROM; CHAPLE
Вид	Мышь/Человек
GenelD (Человек)	1604
GenelD	13136/1604
Иммуноген	Рекомбинантный белок человека CD55
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P08174
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом