

Моноклональное Антитело Anti-Cd56/Ncam1 Для Проточной Цитометрии - P13591

Артикул: CM0012584



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD56/NCAM1, валидированное для проточной цитометрии (FC). Нацелено на молекулу клеточной адгезии нейронов, участвующую в адгезии нейронов и является рецептором входа вирусов (бешенство, Зика).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC Кроличье анти-человеческое CD56/NCAM1 мАт
Примечания/Псевдоним	CD56; NCAM; MSK39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4684
GeneID	4684
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-413 человеческого CD56/NCAM1 (NP_851996.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13591
Молекулярный вес белка	95кДа
Доставка	Сумка со льдом