


Анти-Cd58 (Lfa-3) Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P19256

Артикул: CM0006559



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD58 (LFA-3), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает эндогенный CD58 при ~28 кДа. Подходит для изучения адгезии Т-клеток и формирования иммунологического синапса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD58 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Вид	Человек
ID гена (Человек)	965
ID гена	965
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-215 человеческого CD58 (NP_001770.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19256
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В термосумке с хладагентом