


Поликлональные Антитела Кролика Против Cd58 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P19256

Артикул: CM0028768



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого CD58/LFA-3, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходят для исследований адгезии Т-клеток, изучения иммунных синапсов и разработки диагностических тестов in vitro. Распознает аминокислотные остатки 40-220.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные антитела кролика к CD58
Примечания/алиасы	ag3; LFA3; LFA-3; CD58
Вид	Человек
ID гена (человек)	965
ID гена	965
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-220 человеческого CD58 (NP_001770.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P19256
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Хладагентный пакет