


Поликлональные Антитела К Anti-Cd59 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P13987

Артикул: CM0013793



введение

Кроличьи поликлональные антитела, специфичные к человеческому CD59, валидированные для WB и ELISA. CD59 — это GPI-якорный гликопротеин, ингибирующий формирование мембраноатакующего комплекса (MAC) комплемента, являющийся ключевой мишенью в исследованиях гемолитической анемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb к CD59
Примечания/Псевдонимы	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Вид	Человек
ID гена (Человек)	966
ID гена	966
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26-128 человеческого CD59 (NP_001120695.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13987
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сухой лед