


Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd59 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P13987

Артикул: CM0006851



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD59, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на ингибитор мембранно-атакующего комплекса комплемента, гликопротеин CD59; подходит для исследований комплемента и диагностических анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CD59 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	1F5; EJ16; EJ30; EL32; G344; MIN1; MIN2; MIN3; M1RL; HRF20; MAC1F; MEM43; MIC11; MSK21; 16.3A5; HRF-20; MAC-IP; p18-20; CD59
Вид	Человек
GeneID (человек)	966
GeneID	966
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 26-126 человеческого CD59. (NP_000602.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P13987
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	Сумка со льдом