


Анти-CD6 Кроличий Поликлональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30203

Артикул: CM0028918



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CD6 (TP120). Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для исследований биологии Т-клеток, иммунологии и инфекций. Перекрестно реагирует с человеческим CD6.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD6 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	TP120; CD6
Вид	Человек
ID гена (Человек)	923
ID гена	923
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 424-668 человеческого CD6 (NP_006716.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P30203
Молекулярный вес белка	72кДа
Доставка	Сумка со льдом