

Моноклональное Антитело Против Cd62L/L-Selectin (Арс/Cyanine7) Для Проточной Цитометрии - P14151

Артикул: CM0009452



введение

Конъюгированное с APC/Cyanine7 кроличье моноклональное антитело против человеческого CD62L (L-селектина). Валидировано для проточной цитометрии. Идеально подходит для изучения гоминга лимфоцитов, перекатывания лейкоцитов и клеточной адгезии в образцах человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	APC/Cyanine7 Кроличье mAb против человеческого CD62L/L-Selectin
Примечания/Псевдоним	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Вид	Человек
GeneID	6402
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-332 человеческого CD62L/L-Selectin (NP_000646.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P14151
Молекулярный вес белка	42 кДа
Доставка	В ледяном пакете