

Поликлональные Антитела Против Cd62L/L-Селектина Для Wb, IHC-P, Ифа — P14151

Артикул: CM0023516



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CD62L/L-селектину, подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (ИHC-P) и иммуноферментного анализа (ИФА). Реагируют с человеческим, мышиным и крысиным антигеном. Идеально подходит для исследований адгезии лейкоцитов и хоминга лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к CD62L/L-селектину
Примечания/алиасы	TQ1; LAM1; LEU8; LNH1; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNH1; LECAM1; CD62L/L-селектин
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	6402
ID гена	6402
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CD62L/L-селектина (NP_000646.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14151
Молекулярная масса белка	42 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом