

Моноклональное Антитело Против Cd62P/P-Селектина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P16109

Артикул: CM0005786



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против CD62P/P-селектина, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА на образцах человека, мыши, крысы. Специфично к белку 91 кДа, идеально для исследований воспаления и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD62P/P-селектин Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-селектин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6403
GeneID	6403
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 731-830 человеческого CD62P/P-селектина (P16109)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16109
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом