

## Моноклональное Антитело Кролика Против Cd62P/P-Селектина Для Wb, If/Icc, Elisa — P16109

Артикул: CM0007041



### введение

Данное моноклональное антитело (mAb) кролика против CD62P/P-селектина валидировано для методов WB, IF/ICC и ELISA на образцах человека. Оно нацелено на P-селектин — ключевую молекулу адгезии, участвующую в перекатывании лейкоцитов и воспалении.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                             |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Моноклональное антитело кролика против CD62P/P-селектина                                                                             |
| Примечания/синонимы       | CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM; CD62P/P-селектин                                                                    |
| Вид                       | Человек                                                                                                                              |
| Идентификатор гена        | 6403 (человек)                                                                                                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 42–771 человеческого CD62P/P-селектина (NP_002996.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                              |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрёстная реактивность | Человек                                                                                                                              |
| SWISS                     | P16109                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка  | 91 кДа                                                                                                                               |
| Условия транспортировки   | Хладагентный пакет                                                                                                                   |