

Кроличья Моноклональная Антитело Против Cd62P/P-Селектина Для Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P16109

Артикул: CM0007796



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD62P/P-селектина, валидированное для WB, IHC-P, IF-P и ELISA. Идеально подходит для изучения адгезии лейкоцитов и сигнальных путей воспаления в научных исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD62P/P-селектин, кроличье mAb
Примечания/Синонимы	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Вид	Человек
ID гена (человек)	6403
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16109
Молекулярная масса белка	91 кДа
Доставка	Холодильный пакет