

Кроличья Поликлональная Антитела Против Cd62P/P-Селектина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P16109

Артикул: CM0018486



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CD62P/P-селектина, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагируют с человеческим и крысиным белком. Идеальны для исследований воспаления, адгезии лейкоцитов и активации тромбоцитов от платформы сырья для ИВД CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против CD62P/P-селектина
Примечания/Альтернативные названия	CD62; GRMP; PSEL; CD62P; GMP140; LECAM3; PADGEM
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6403
ID гена	6403
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-200 человеческого CD62P/P-селектина (NP_002996.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P16109
Молекулярная масса белка	91 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом