


Поликлональные Антитела Против Cd63 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08962

Артикул: CM0026817



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CD63, подходящие для вестерн-блоттинга, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Идеальны для изучения биогенеза экзосом, меланомы и функций тетраспанинов. Перекрестная реакция с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CD63
Примечания/Псевдонимы	MLA1; ME491; LAMP-3; OMA81H; TSPAN30; CD63
Вид	Человек
GeneID (Человек)	967
GeneID	967
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности, содержащей аминокислоты 103-203 человеческого CD63 (NP_001771.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P08962
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом