

Кроличья Моноклональная Антитело Против Cd64 Для Wb, Elisa — P12314

Артикул: CM0006679



введение

Кроличья моноклональная антитело к человеческому CD64 (FcγRI), валидированная для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Высокоаффинный Fc-рецептор IgG, селективно экспрессируемый на моноцитах/макрофагах, опосредующий ADCC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитело к CD64
Примечания/Алиасы	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Вид	Человек
ID гена (человек)	2209
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 16-288 человеческого CD64 (NP_000557.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P12314
Молекулярная масса белка	45-75 кДа
Доставка	Холодовая упаковка