

Поликлональное Антитело Кролика Против Cd64 Для Wb, If/Icc, Elisa — P12314

Артикул: CM0014078



введение

Поликлональное антитело кролика с высокой аффинностью к Fc-рецептору IgG, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Детектирует CD64 (FCGR1A) у человека, мыши и крысы. Подходит для иммунологических исследований, ADCC и разработки диагностических иммуноанализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD64 Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Вид	Человек
GeneID (человек)	2209
GeneID	2209
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16–288 человеческого CD64 (NP_000557.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P12314
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Пакет со льдом