


Поликлональные Антитела Rabbit Polymab® Против Cd66A/Ceacam1 Для Wb, Ihc, If, Elisa — P13688 / P31809

Артикул: CM0012791



введение

Поликлональные антитела Rabbit PolymAb®, направленные против человеческого/мышиного CD66a/CEACAM1, валидированы для применения в WB, IHC, IF, ELISA. Антитело медирует клеточную адгезию и иммунную регуляцию; идеально подходит для исследований в области онкологии и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD66a/CEACAM1 Rabbit PolymAb®
Примечания/Синонимы	Bgp; Cc1; Hv2; Bgp1; Cea1; Cea7; Hv-2; MHVR; bb-1; C-CAM; CD66a; Cea-1; Cea-7; MHVR1; Mhv-1; mCEA1; mmCGM1; mmCGM2; mmCGM1a
Вид	Человек/Мышь
GeneID (человек)	634
GeneID	634/26365
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого/мышиного CD66a/CEACAM1
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P13688/P31809
Молекулярная масса белка	30 кДа/37 кДа/43 кДа/46 кДа/50 кДа/57 кДа
Доставка	С ледяным аккумулятором