

Поликлональные Антитела Против Cd66b/Сеасам8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - P31997

Артикул: CM0026483



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CD66b/CEACAM8 (38 кДа), для Вестерн-блоттинга, IF/ICC и ИФА. Подходят для изучения адгезии нейтрофилов и исследований хронического миелолейкоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD66b/CEACAM8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CD67; CGM6; CD66b; NCA-95
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1088
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 35-320 человеческого CD66b/CEACAM8 (NP_001807.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P31997
Молекулярная масса белка	38kDa
Доставка	В ледяном пакете