

Поликлональное Антитело Против Cd66D/Сеасам3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P40198

Артикул: CM0027836



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на CD66d/CEACAM3, гранулоцитарный рецептор, опосредующий фагоцитоз патогенов. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку и мыши. Идеально для исследований врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD66d/CEACAM3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CEA; CGM1; W264; W282; CD66D; CD66d/CEACAM3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1084
ID гена	1084
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого CD66d/CEACAM3 (NP_001806.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P40198
Молекулярная масса белка	27 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом