

Моноклональное Антитело Anti-Cd68 Для Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P31996

Артикул: CM0006627

введение

Кроличье моноклональное антитело к мышипому CD68 (макросиалин). Проверено для применения в WB, IF/ICC, FC, ELISA. Распознает белок размером ~33/34 кДа. Подходит для исследования фагоцитоза, хоминга макрофагов и лизосомального метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD68 кроличье МАТ
Примечания/синонимы	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Вид реагента	Мышь
GeneID (человек)	968
GeneID (мышь)	12514
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 21-291 мышиногo CD68 (NP_001277987.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P31996
Молекулярная масса белка	33 кДа/34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом