

Кроличье Моноклональное Антитело Anti-Cd68 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Проточной Цитометрии (Fc, Внутриклеточно) И Ифа - P34810

Артикул: CM0003685

введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD68 (макросиалин, GP110). Валидировано для WB, IF-P, FC (intra) и ELISA. Реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD68 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Вид	Человек
GeneID (Человек)	968
GeneID	968
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 человеческого CD68 (NP_001242.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, FC (intra), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P34810
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент