

Кроличья Моноклональная Антитело К Cd68 Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P34810

Артикул: CM0004185

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к CD68, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Распознает человеческий макросиалин (37 кДа) — маркер макрофагов, участвующий в фагоцитозе и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье моноклональное антитело к CD68
Примечания/Синонимы	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Вид	Человек
ID гена (человек)	968
ID гена	968
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-200 человеческого CD68 (NP_001242.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P34810
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодильный пакет