

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd68 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - P34810

Артикул: CM0025441

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CD68 (GP110, LAMP4, SCARD1) для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ИФА. Валидировано на реактивность с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходит для исследований макрофагов и опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD68 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Вид	Человек
GeneID (Человек)	968
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого CD68 (NP_001242.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P34810
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом