

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Cd68 Для Wb, If/Icc, Elisa — P34810

Артикул: CM0015335

введение

Поликлональное кроличье антитело против CD68 человека (макросиалин, GP110, LAMP4). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии макрофагов и эндолизосомальных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CD68
Примечания/синонимы	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	968
Идентификатор гена	968
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 16–200 человеческого CD68 (NP_001242.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P34810
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия транспортировки	Хладагент