

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cd68 Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa — P31996

Артикул: CM0022959

введение

Кроличья поликлональная антитела к CD68 (Lamp4/gp110/Scard1), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA) у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований макрофагов и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD68 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Lamp4; gp110; Scard1; CD68
Вид	Мышь
GeneID (человек)	968
GeneID	12514
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 мышиного CD68 (NP_001277987.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P31996
Молекулярная масса белка	35 кДа
Доставка	Холодильный пакет