

Кроличье Поликлональное Антитело Против Cd68 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P34810

Артикул: CM0013967

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого CD68 (макрозиалина, Gr110), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований макрофагов и фагоцитоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD68 Кроличье rAb
Примечания/Альтернативные названия	GP110; LAMP4; SCARD1; CD68
Вид	Человек
ID гена	968
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 22-319 человеческого CD68 (NP_001242.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P34810
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом