

Моноклональное Антитело Anti-Cd69 Для Проточной Цитометрии - Q07108

Артикул: CM0007789



введение

Кроличы мАб против CD69 человека/обезьяны для проточной цитометрии. Рекомбинантный белковый антиген, перекрестная реакция с человеком и циномолгусом. Идеально подходит для изучения ранней активации Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличы мАб против CD69 человека/обезьяны
Примечания/Псевдоним	AIM, EA1, MLR-3, CLEC2C, GP32/28, BL-AC/P26
Вид	Человек
ID гена (Человек)	969
ID гена	969
Антиген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 78-199 CD69 человека (NP_001772.1).)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек, Циномолгус
SWISS	Q07108
Молекулярный вес белка	23 кДа
Доставка	В ледяном пакете