


Поликлональное Антитело К Cd69 Для Wb, Elisa — Q07108

Артикул: CM0021442



введение

Кролиچه поликлональное антитело к человеческому CD69, подходит для вестерн-блота и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения антигена ранней активации и регуляции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролиچه поликлональное антитело к CD69
Примечания/Альтернативные названия	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Вид	Человек
GeneID (человек)	969
GeneID	969
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность в участке аминокислот 1-80 человеческого CD69 (NP_001772.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07108
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодовая упаковка