


Кроличье Моноклональное Антитело К Cd69 Для Wb, Elisa - Q07108

Артикул: CM0006932



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому CD69 (SWISS: Q07108) для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает CD69 в образцах человека и обладает перекрестной реактивностью с крысой. Иммуноген соответствует аминокислотам 62-199.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CD69
Примечания/Псевдонимы	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26; CD69
Вид	Человек
GeneID (Человек)	969
GeneID	969
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-199 человеческого CD69 (NP_001772.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q07108
Молекулярная масса белка	23 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом