


Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Cd69 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If-P), Ифа (Elisa) - Q07108

Артикул: CM0012798



введение

Кроличыи моноклональные антитела против человеческого CD69 (AIM, EA1, CLEC2C) для WB, IHC-P, IF-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения активации Т-клеток и иммунного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CD69 Rabbit PolymAb®
Примечания/Псевдоним	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Вид	Человек
GeneID	969
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 62-199 человеческого CD69 (NP_001772.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07108
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент